

分析試験成績書

第103080063-003号
2003年(平成15年)08月14E

依頼者 崎山酒造廠

検体名 もろみ酢(B)

財団法人

日本食品分析センター

東京本部 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町52番1号
大阪支所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町3番1号
名古屋支所 〒460-0001 名古屋市中区大須4丁目5番13号
九州支所 〒812-0034 福岡市博多区下呉服町1番12号
多摩研究所 〒206-0025 東京都多摩市永山6丁目11番10号
千歳研究所 〒060-0052 北海道千歳市文京2丁目3番

2003年(平成15年)08月01日当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	方法
水分	93.5g/100g			減圧加熱乾燥法
たんぱく質	2.8g/100g		1	ケルダール法
脂質	0.1g/100g未満			ソックスレー抽出法
灰分	0.2g/100g			直接灰化法
炭水化物	3.5g/100g		2	
エネルギー	24kcal/100g		3	
クエン酸	0.86g/100g			高速液体クロマトグラフ法
ナトリウム	28.0 mg/100g			原子吸光光度法
果糖	検出せず	0.02 g/100g		高速液体クロマトグラフ法
ブドウ糖	0.06g/100g			高速液体クロマトグラフ法
ショ糖	検出せず	0.02 g/100g		高速液体クロマトグラフ法
麦芽糖	検出せず	0.02 g/100g		高速液体クロマトグラフ法
乳糖	検出せず	0.02 g/100g		高速液体クロマトグラフ法

注1. 窒素・たんぱく質換算係数:6.25

注2. 計算式:100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)

注3. 栄養表示基準(平成15年厚生労働省告示第176号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質,4;脂質,9;炭水化物-クエン酸,4クエン酸,3

以上

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

分析試験成績書

第103080063-008号
2003年(平成15年)08月18日

依頼者 崎山酒造廠

検体名 もろみ酢(B)

財団法人

日本食品分析センター

東京本部 〒150-0062 東京都渋谷区元代々木町52番1号
大阪支所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町3番1号
名古屋支所 〒460-0001 名古屋市中区大須4丁目5番13号
九州支所 〒812-0034 福岡市博多区下呉服町1番12号
多摩研究所 〒200-0025 東京都多摩市永山6丁目11番10号
千歳研究所 〒060-0052 北海道千歳市文京2丁目3番

2003年(平成15年)08月01日当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	方法
アミノ酸				
アルギニン	256mg/100ml			アミノ酸自動分析法
リジン	125mg/100ml			アミノ酸自動分析法
ヒスチジン	68mg/100ml			アミノ酸自動分析法
フェニルアラニン	86mg/100ml			アミノ酸自動分析法
チロシン	119mg/100ml			アミノ酸自動分析法
ロイシン	133mg/100ml			アミノ酸自動分析法
イソロイシン	95mg/100ml			アミノ酸自動分析法
メチオニン	29mg/100ml		1	アミノ酸自動分析法
バリン	126mg/100ml			アミノ酸自動分析法
アラニン	240mg/100ml			アミノ酸自動分析法
グリシン	154mg/100ml			アミノ酸自動分析法
プロリン	147mg/100ml			アミノ酸自動分析法
グルタミン酸	349mg/100ml			アミノ酸自動分析法
セリン	125mg/100ml			アミノ酸自動分析法
スレオニン	106mg/100ml			アミノ酸自動分析法
アスパラギン酸	240mg/100ml			アミノ酸自動分析法
トリプトファン	27mg/100ml			高速液体クロマトグラフィー法
シスチン	49mg/100ml		1	アミノ酸自動分析法

分析試験成績書第103080063-007号(2003年08月18日発行)の結果及び比重から計算した。

注1. 過ギ酸酸化処理後、塩酸加水分解し測定した。

以上

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。